

Feel Vortex-6 試管振盪器



Feel Vortex - 6 採用先進的設計理念和製造技術，外形簡潔流暢美觀，結構緊湊牢固，使得該機型以高度的通用性、簡便的操作性等優點，確保其能快速的處理液體、液固、粉末等物質的混合。



- (A) 光感應無須向下用力按壓
- (B) 機身結構優化設計使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡
- (C) LCD 黑底白字高亮顯示幕
- (D) 兩種操作模式“點動”、“連續”切換方便簡單
- (E) 運行穩定，安靜
- (F) 人性化操作面板

特點

- 搭載快速處理晶片組及電子傳感技術，保證高速混合下仍可長時間無故障工作
- 永磁直流電機不易發熱，具備過溫保護特性
- 無碳刷設計
- 兩種安全操作模式“點動”、“連續”，切換簡單
- 時間功能具備正計時及倒計時
- 配備三種振盪頭適用不同直徑試管燒杯容器

規格

產品型號	Feel Votex-6
輸入電源	AC100-250V/50/60Hz
輸出功率	20W
驅動馬達	DC24V 永磁馬達/直驅
控制方式	PWM 無級變頻調速
操作方式	點動/連續
電源保險管	PPTC/自恢復保險絲/無須更換
最大負載	1.0kg
轉速範圍 (r/min)	0/200-3,000r/min.
震盪方式	圓周
圓周直徑 (mm)	4.5
速度功能顯示	LCD
時間功能顯示	數字定時 1s-999min.倒計時,點動正計時/高亮 LCD
尺寸:長 x 寬 x 高(mm)	127x147x128mm
重量 (kg)	3.5kg
最高轉速下噪音	≤45dB(A)
最快加速時間	≤3s
最快減速時間	≤3s
允許環境溫度/相對溼度	5-40°C/80%
防護等級	IP21
檢測標準	EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2

訂購資訊

產品編號	說明
2165001	Feel Votex - 6 主機含 6-1, 6-2, 6-3 三種振盪頭 Feel Votex - 6-1 放置試管及直徑不超過 50mm 小容器,採用槽式結構,防止工作時容器外滑 Feel Votex - 6-2 用於放置直徑不超過 85mm 燒瓶容器類或多試管一同混合 Feel Votex - 6-3 振盪直徑 10mm, 14 孔數量的試管

Wealtec Corp.
1885 Meadowvale Way,
Sparks, NV 89431, USA
Tel: +1-775-351-2066 Fax: +1-775-351-2077
E-Mail: sales@wealtec.com

Wealtec Bioscience Co., Ltd.
27F., No.29-1, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd.,
Danshui Dist., New Taipei City 251, Taiwan
Tel: +886-2-8809-8587 Fax: +886-2-8809-8589
Web-site: <http://www.wealtec.com>

